



INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

LABORATORIO CENTRAL
TOMA DE MUESTRAS

- 1.- Antes de comenzar a coleccionar su muestra de orina deberá, lavarse los genitales externos con jabón y agua o bañarse.
- 2.- Orinar el primer chorro en el WC y coleccionar el chorro medio en el recipiente de tapa azul que viene en el kit que se le ha entregado.
- 3.- Seguir las instrucciones de recolección del EGO, que se encuentra dentro de la bolsa del kit.

Nota: Preferentemente deberá ser la primera orina de la mañana cuando NO le soliciten orina de 24 horas.

EXAMEN GENERAL DE ORINA

Instrucción:

Estimado paciente: Se le ha entregado un paquete que contiene material con el cual deberá realizar la recolección de su muestra de orina y cuyo uso le indicamos a continuación.

1. Abra la bolsa y saque el recipiente de tapa azul. En el debe recolectar su muestra de orina, aproximadamente a la mitad del envase.



2. Cierre perfectamente el envase y despegue a la mitad la etiqueta amarilla que se encuentra en la superficie de la tapa azul y descubrirá un orificio con aguja (es importante que no lo toque)



3. Tome el tubo que tiene tapón amarillo e introdúzcalo de forma vertical y con firmeza hasta oír un click; observara que el tubo empieza a llenarse con la orina recolectada hasta llegar a la mitad aprox.





INSTITUTO NACIONAL DE
CIENCIAS MÉDICAS
Y NUTRICIÓN
SALVADOR ZUBIRÁN

LABORATORIO CENTRAL
TOMA DE MUESTRAS

EXAMEN GENERAL DE ORINA

4. Retire el tubo tirando hacia arriba rápidamente, por favor no lo destape.



5. Una vez que ha retirado el tubo, vuelva a colocar la etiqueta amarilla sobre el orificio de tapa azul.



6. Destape el recipiente y tire la orina sobrante en el sanitario y deseche el recipiente.

